

2020年4月1日

オリンパスメディカルシステムズ社製 胸腔鏡の心臓への適用可否リスト

製造販売業者:オリンパスメディカルシステムズ株式会社

問い合わせ先:内視鏡お客様相談センター(0120-41-7149)

販売名	承認/認証/届出/許可番号	心臓への適用可否 ※1
赤外対応高解像硬性腹腔・胸腔鏡 (型番:WAIR100A、WAIR130A、 WAIR500A、WAIR530A)	228ABBZX00100000	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続するカメラヘッド及びライトガイドケーブル(LGケーブル)による ※2
高解像硬性腹腔・胸腔鏡 (型番:WA4KL100、WA4KL130、 WA4KL145、WA4KL500、WA4KL530、 WA4KL545)	227ABBZX00065000	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続するカメラヘッド及びライトガイドケーブル(LGケーブル)による ※2
OLYMPUS 腹腔鏡 (型番:WA50372B、WA50373B、 WA50374B、WA53000A、WA53005A、 WA53010A)	20800BZY00264000	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続するカメラヘッド及びライトガイドケーブル(LGケーブル)による ※2
LGケーブル (型番:WA03300A、WA03310A)	13B1X00277000559	○(CF形)
ライトガイドケーブル (型番:WA03210A)	13B1X00277000397 (販売終了)	○(CF形)
ENDO EYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-10	224ABBZX00028000	×(BF形)
ENDO EYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5	223ABBZX00031000	×(BF形)
HD Endo EYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VH	218ABBZX00150000 (販売終了)	×(BF形)
VISERA 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE V3	21400BZZ00135000 (販売終了/薬事廃止済)	×(BF形)
VISERA 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VP	21600BZZ00486000 (販売終了/薬事廃止済)	×(BF形)
Endo EYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VP-S	221ABBZX00043000 (販売終了)	×(BF形)
ENDO EYE 硬性ビデオスコープ (型番:WA50040A、WA50042A、 WA50050A、WA50052A)	223ABBZX00152000	WA50040A/42A: ×(BF形) WA50050A/52A: ○(CF形)
HD Endo EYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ (短) WA50013T	220ABBZX00248000 (販売終了/薬事廃止済)	○(CF形)
HD Endo EYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ WA50011A	218ABBZX00152000 (販売終了)	×(BF形)
HD Endo EYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ WA50013A	218ABBZX00151000 (販売終了)	×(BF形)
Endo EYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ WA50021B	219ABBZX00011000 (販売終了/薬事廃止済)	○(CF形)
Endo EYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ WA50023B	219ABBZX00014000 (販売終了)	○(CF形)
Endo EYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ(短) WA50023S	219ABBZX00015000 (販売終了/薬事廃止済)	○(CF形)
ENDO EYE 3D 硬性ビデオスコープ (型番:WA50080A、WA50082A)	229ABBZX00009000	×(BF形)

販売名	承認/認証/届出/許可番号	心臓への適用可否 ※1
EVIS LUCERA 細径胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE 260	219ABBZX00253000	× (BF形)
ENDO EYE FLEX 3D 先端湾曲ビデオ スコープ OLYMPUS LTF-S300-10-3D	229ABBZX00107000	× (BF形)
ENDO EYE FLEX 3D 先端湾曲ビデオ スコープ OLYMPUS LTF-190-10-3D	225ABBZX00023000	× (BF形)
HD 3CCD カメラヘッド(オートクレーブ対応) OLYMPUS CH-S190-XZ-E	13B1X00277000491	× (BF形)
HD 3CCD カメラヘッド(オートクレーブ対応) OLYMPUS CH-S190-XZ-Q	13B1X00277000492	× (BF形)
HD 3CMOS カメラヘッド(オートクレーブ対応) OLYMPUS CH-S200-XZ-EA	13B1X00277000595	× (BF形)
HD 3CMOS カメラヘッド OLYMPUS CH-S200-XZ-EB	13B1X00277000612	× (BF形)
4K カメラヘッド(オートクレーブ対応) OLYMPUS CH-S400-XZ-EA	13B1X00277000631	× (BF形)
4K カメラヘッド OLYMPUS CH-S400-XZ-EB	13B1X00277000576	× (BF形)
VISERA ビデオシステムセンター OTV-S7V [カメラヘッド] (型番:OTV-S7H-1N)	13B1X00277000100	○ (CF形)
VISERA ビデオシステムセンター OTV-S7V [カメラヘッド] (型番:OTV-S7H-N、OTV-S7H-1D、OTV-S7H-NA、 OTV-S7H-1NA、OTV-S7H-NA-10E、OTV-S7H-NA-12E、 OTV-S7H-NA-10Q、OTV-S7H-NA-12Q、OTV-S7H-1NA-10E、 OTV-S7H-1NA-12E、OTV-S7H-1NA-12Q)	13B1X00277000100 (販売終了)	○ (CF形)
VISERA ビデオシステムセンター OTV-S7V [フォーカスフリーカメラヘッド] (型番:OTV-S7H-FA-E、OTV-S7H-FA-Q、OTV-S7H-1FA-E)	13B1X00277000100 (販売終了)	○ (CF形)
HDカメラヘッド(オートクレーブ対応) OTV-S7ProH-HD-12E	13B1X00277000182 (販売終了)	○ (CF形)
HDカメラヘッド(オートクレーブ対応) OTV-S7ProH-HD-12Q	13B1X00277000183 (販売終了)	○ (CF形)
HDカメラヘッド(オートクレーブ対応) OTV-S7ProH-HD-10E	13B1X00277000241 (販売終了)	○ (CF形)
HDカメラヘッド(オートクレーブ対応) OTV-S7ProH-HD-10Q	13B1X00277000242 (販売終了)	○ (CF形)
OES 3CCD プロGRESSIVEビデオシステム OTV-SP1[3CCD カメラヘッド] (型番:OTV-SP1H-N-12E、OTV-SP1H-N-12Q、 OTV-SP1H-NA-12E、OTV-SP1H-NA-12Q)	13B1X00277000120 (販売終了)	○ (CF形)

販売名	承認/認証/届出/許可番号	心臓への適用可否 ※1
VISERA 4K UHD カメラコントロール ユニット OLYMPUS OTV-S400	13B1X00277000577	× (BF形)
VISERA ELITE II ビデオシステムセンター OLYMPUS OTV-S300	13B1X00277000593	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※2
VISERA ELITE ビデオシステムセンター OLYMPUS OTV-S190	13B1X00277000477	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※3
EVIS EXERA III ビデオシステムセンター OLYMPUS CV-190	13B1X00277000490	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※3
VISERA ビデオシステムセンター OTV-S7V	13B1X00277000100 (販売終了)	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※3
VISERA Pro ビデオシステムセンター OLYMPUS OTV-S7Pro	13B1X00277000174 (販売終了)	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※3
3CCD カメラコントロールユニット OTV-SP1C	13B1X00277000120 (販売終了)	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※3
VISERA 4K UHD 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S400	13B1X00277000578	× (BF形)
VISERA ELITE II 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S200-IR	13B1X00277000620	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※4
VISERA ELITE 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S190	13B1X00277000476	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※4
VISERA 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S45	13B1X00277000376 (販売終了)	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※4
VISERA Pro 高輝度光源装置 OLYMPUS CLV-S40Pro	13B1X00277000181 (販売終了)	本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続する装着部による ※4
VISERA 高輝度光源装置 CLV-S40	13B1X00277000085 (販売終了)	× (BF形)

※1 JIS T0601-1に基づき、漏れ電流の許容値がCF形(心臓適用)として設計されているものを「○」、そうでないものを「×」とします。

※2 本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続するカメラヘッド及びライトガイドケーブル(LGケーブル)装着部がBF形であればBF形、CF形であればCF形です。どちらか一方でもBF形の場合には、システムとしてはBF形となり、心臓へは適用できません。

※3 本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続するカメラヘッド装着部がBF形であればBF形、CF形であればCF形です。

※4 本品の電撃に対する保護の程度は、本品に接続するライトガイドケーブル(LGケーブル)装着部がBF形であればBF形、CF形であればCF形です。

不明な点または疑問点がある場合は、内視鏡お客様相談センターまでお問い合わせください。